

MODULO RICHIESTA ANALISI

I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori, quando non pertinente indicare "NA".
Le informazioni fornite nel presente modulo, vincolanti ai fini dell'accettazione, verranno riportate nel rapporto di prova.
Se si stanno inviando diverse tipologie di campioni, per favore compilare un modulo per tipologia.
Il laboratorio è a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.



ANAGRAFICA CLIENTE

CLIENTE *

PER CONTO DI

OFFERTA N. *

ORDINE N.



IDENTIFICAZIONE IMBALLAGGIO

MARCA E MODELLO *

COMPOSIZIONE/MATERIALI *

DIMENSIONI (in centimetri) *

REF IMBALLAGGIO *

LOTTO/SN IMBALLAGGIO*

LUOGO CAMPIONAMENTO *

DATA CAMPIONAMENTO *

TIPOLOGIA DI CAMPIONE *

TIPOLOGIA DI INVECCHIAMENTO *

Invecchiamento presso cliente
SI
NO

SPECIFICHE INVECCHIAMENTO (tempo/
temperatura/Umidità)

DATA/E DI PRODUZIONE *

METODO DI STERILIZZAZIONE *

LOTTO DI STERILIZZAZIONE *
Da specificare per ogni tipologia di
validazione

DATA DI STERILIZZAZIONE *
Da specificare per ogni tipologia di
validazione

STERILIZZAZIONE EFFETTUATA DA

PRESENZA DISPOSITIVO MEDICO *
SI
NO



IDENTIFICAZIONE DISPOSITIVO MEDICO

DESCRIZIONE DISPOSITIVO MEDICO *

CLASSE DISPOSITIVO MEDICO *

REF DISPOSITIVO MEDICO *

LOTTO DISPOSITIVO MEDICO

CONFERIMENTO CAMPIONI *

TIPOLOGIA DI VALIDAZIONE *

Esempi: OQ upper - OQ lower - PQ -
Stabilità dopo invecchiamento accelerato,
ecc.

TIPOLOGIA ANALISI *
Integrity of seals by visual inspection (ASTM F1886/F1886M-16(2024)) - ACCREDITATO
Peel characteristics (Manual peeling + Measure sealing widths) (UNI EN 868-5:2019 Annex E) - ACCREDITATO
Seal strength of the seal joints in pouches and reels (UNI EN 868- 5:2019 Annex D) - ACCREDITATO
Seal Strength of Flexible Barrier Materials (ASTM F88/F88M-23) - ACCREDITATO
Gross leaks by internal pressurization - Bubble test (ASTM F2096-11(2019)) - ACCREDITATO
Microbial barrier (DIN 58953-6:2025 escluso/except par. 5) - ACCREDITATO
Pinhole test (UNI EN 868-5:2019 Annex C)
Seal leaks by dye penetration (ASTM F1929-23) - ACCREDITATO
Seal leaks by dye penetration (ASTM F3039-23 - escluso/except Method B) - ACCREDITATO
Sterilità (ISO 11737-2:2019) - ACCREDITATO
Altro

